


Coraux mous




Litophyton sp Ref: CM01
Couleur dominante : Corail cuir
10K D



Sinularia sp Ref: CM02
Couleur dominante : Corail cuir
10K D



Palythoa sp Ref: CM03
Couleur dominante : Vert
14K D



Zoanthus sp Ref: CM04
Couleur dominante : Multicolor
20K D



Plexaurella sp Ref: CM05
Couleur : Marron/violet
10K D



Parazoanthus gracilis Ref: CM06
Couleur dominante : Jaune
10K D



Anthelia sp Ref: CM07
Couleur dominante : Variable
10K D



Xenia sp Ref: CM08
Couleur dominante : Variable
10K D

10K Température couleur idéale

D Débutant

E Expert


Brassage faible
Brassage modéré
Brassage important

Puissance d'éclairage faible
Puissance d'éclairage modérée
Puissance d'éclairage importante

Nourissage faible
Nourissage modérée
Nourissage important

> 400M Taille nourriture > sup à 400
Microns / < Inf à 400 Microns


Dans de bonnes conditions de maintenance, la majeure partie de ces coraux peuvent doubler de volume en moins d'un mois.




Coraux durs



Montipora rouge sp Ref: CD01
Couleur dominante : Rouge
10K D



Turbinaria sp Ref: CD02
Couleur : Vert métallique
14K D




Echinopora lamellosa Ref: CD03
Couleur : Gris point vert ou bleu
10K E




Hydnophora sp Ref: CD04
Couleur : Vert métallique
20K D



Caulastrea furcata Ref: CD05
Couleur dominante : Jaune
20K D



Caulastrea furcata Ref: CD06
Couleur : Gris métallique bleuté
20K D



Tubipora sp Ref: CD07
Couleur dominante : Rouge
10K E



Galaxea fascicularis Ref: CD08
Couleur dominante : Vert
14K D



Favites sp Ref: CD09
Couleur dominante : Multicolor
10K E



Favia sp Ref: CD010
Couleur dominante : Multicolor
10K E



Seriatopora caliendrum Ref: CD011
Couleur dominante : Vert fluo
14K D



Montipora digitata Ref: CD012
Couleur dominante : Rouge
10K D



Stylophora pistillata Ref: CD013
Couleur : Vert métallique
14K E



Stylophora milka Ref: CD014
Couleur : Marron reflet violet
10K E



Pavona irritans Ref: CD015
Couleur dominante : Marron
10K E



Pocillopora damicornis Ref: CD016
Couleur dominante : Rose
10K E